

# Cách Dùng Máy ghi Sự kiện

## How to Use an Event Recorder

**Máy ghi Sự kiện** là máy theo dõi tim của quý vị, giúp bác sĩ biết liệu tim của quý vị có đập đúng hay không. Máy cũng giúp cho thấy liệu vấn đề tim là nguyên nhân gây ra sự chóng mặt, ngất xỉu, hụt hơi hoặc những vấn đề khác. Quý vị đeo máy theo dõi về nhà trong vòng 1 tháng. Chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cách sử dụng.

## Tiến trình Gắn Máy ghi Sự kiện

- Chúng tôi gắn 2 sợi dây vào ngực dùng miếng dán tròn nhỏ gọi là điện cực. Sợi dây cắm vào máy theo dõi.
- Máy theo dõi được kẹp vào quần dài hoặc dây nịt hoặc quý vị bỏ máy vào túi áo.
- Quý vị giữ máy theo dõi bên mình mọi lúc. Gỡ máy ra khi tắm vòi sen.
- **Không** để máy theo dõi hoặc dây bị ướt.
- Quý vị gửi dữ liệu từ máy theo dõi cho chúng tôi qua điện thoại bàn.

## Cách Gửi Dữ liệu qua Điện thoại

**Goi (505) 272-1124.** Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị những bước sau:

1. Tháo dây ra khỏi máy theo dõi.
2. Đặt đầu nói điện thoại trên máy theo dõi ở trên hình điện thoại.
3. Nhấn nút **Send** trên máy theo dõi.
4. Quý vị sẽ nghe tiếng kêu cho tới khi máy theo dõi gửi xong.
5. Hỏi nhân viên xem dữ liệu có truyền hết không. Nếu có, quý vị có thể cúp điện thoại và cắm lại dây vào máy theo dõi.

Quý vị có thể gửi dữ liệu 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày 1 tuần, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ.

## Thắc mắc? Gọi chúng tôi!

Heart Station (Trạm Tim) Diagnostic Center (Trung Tâm Chẩn Đoán)  
2<sup>nd</sup> Floor- Main Hospital (Lầu 2- Bệnh Viện Chính)  
Điện thoại: (505) 272-2403      7 giờ sáng – 5 giờ chiều  
Sau 4 giờ chiều xin gọi 272-2111.  
Yêu cầu gặp “Bác Sĩ Tim” đang trực.



Chúng tôi có 3 loại máy ghi sự kiện. Bác sĩ sẽ chọn một loại cho quý vị.



Xem tiếp  
trang sau



1

## Nhật ký Máy ghi Sự kiện

Số Sự kiện	Ngày Sự kiện	Giờ Sự kiện	Triệu chứng lúc xảy ra Sự kiện	Quý vị đã gửi sự kiện này chưa?
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

## Nhật ký Máy ghi Sự kiện

Số Sự kiện	Ngày Sự kiện	Giờ Sự kiện	Triệu chứng lúc xảy ra Sự kiện	Quý vị đã gửi sự kiện này chưa?
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				