

Cómo usar una grabadora de eventos

Una **Grabadora de eventos** es un monitor para su corazón. Éste le ayuda a su médico a determinar si su corazón está latiendo tal como debería. También ayuda a mostrar si problemas del corazón estén causando sus mareos, desmayos, falta de aliento, u otros síntomas. Usted llevará el monitor en casa durante hasta un mes. Nosotros le enseñaremos cómo se usa.

Qué pasa cuando le ponen una grabadora de eventos

- Le colocaremos dos cables en su pecho, usando parches pequeños y redondos llamados electrodos. Los cables se conectarán al monitor.
- Puede colgar el monitor en su pantalón o cinturón. O, lo puede llevar en un bolsillo de su camisa.
- Llevará el monitor con usted en todo momento. Sólo se lo quitará para bañarse.
- ✗ **No** deje que el monitor ni los cables se mojen.
- Usted nos transmitirá datos del monitor solamente por medio de un teléfono fijo (de casa).

Cómo transmitir los datos por teléfono

Llame al (505) 272-1124, y diga “español, por favor” al miembro del personal que le conteste. Le guiaremos a través de estos pasos:

1. Desconecte los cables del monitor.
2. Coloque la boquilla del teléfono sobre el dibujo de teléfono en el monitor.
3. Oprima el botón **Send (Transmitir)** en el monitor.
4. Se escuchará un tono hasta que el monitor termine de enviar los datos.
5. Pregúntele al miembro del personal si los datos se recibieron bien. Si le dice que sí, puede colgar, y volver a conectar los cables al monitor.

Puede transmitir datos las 24 horas al día, 7 días a la semana, incluyendo en fin de semana y días festivos.



Tenemos 3 tipos de grabadoras de eventos. Su doctor determinará cuál es la apropiada para usted.



¿Preguntas? ¡Llámenos!

Heart Station (Estación del corazón),
Diagnostic Center
(Centro de diagnósticos),
2^{do} piso – Hospital principal
(edificio viejo)
Tel: (505) 272-2403
7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Después de las 4:00 p.m.
llame al 272-2111.
Pida hablar con “el Becario
de cardiología” de guardia

Registro de grabadora de eventos

Número de evento	Fecha del evento	Hora del evento	Síntomas al momento del evento	¿Ya transmitió este evento?
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Registro de grabadora de eventos

Número de evento	Fecha del evento	Hora del evento	Síntomas al momento del evento	¿Ya transmitió este evento?
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				